



Instrumentensatz für Komposit-Restaurationen

COMPOSCULP NACH DR. DIETSCHI

DIE FAKTEN:

Ästhetische Restaurationen mit Komposit können konstant erreicht werden, sofern der Zahnarzt mit einem aufeinander abgestimmten Kompositset arbeitet.

DIE HERAUSFORDERUNG:

Das Ergebnis einer Füllungstherapie hängt besonders von den Instrumenten ab, die es dem Zahnarzt ermöglichen an schwer erreichbare Bereiche zu gelangen und das Kompositmaterial akkurat und ästhetisch zu platzieren.

DIE LÖSUNG:

Hu-Friedy bietet Ihnen zuverlässige, hochwertige Kompositinstrumente, die während der Behandlung Zeit sparen. Für präzise Restaurationen und die Zufriedenheit Ihres Patienten.

LEISTUNGSMERKMALE

- **Sorgfältige Restaurationen:** auf Hochglanz polierte Edelstahl-Arbeitsenden verhindern ein Anhaften des Kompositmaterials.
- **Langlebig und beständig:** Arbeitsenden aus Immunity Steel, einer optimalen Verbindung mit hohem Chrom- und Kohlenstoffanteil garantieren Festigkeit und sind korrosionsbeständig.
- **Reduzierte Klemmkraft:** Die spezielle Struktur des Resin Eight Handgriffs erhöht die Rotationskontrolle und bietet eine leichte, tastbare Griffigkeit.
- **Einfache Reinigung:** Das moderne Design des glatten Griffs verhindert die Anhäufung von Kompositmaterial.
- **Einfache Bestellung:** Die Instrumente können einzeln oder als Kit, bestehend aus 5 Instrumenten, bestellt werden.



How the best perform

Hu-Friedy

COMPOSCULP

Komposit Instrumenten Kollektion

BESTELLHINWEISE

COMPOSCULP – RESIN EIGHT GRIFF

Partcode	Grifffarbe	Beschreibung
PFIDD1/28	■	#1/2, Kegel / scharfe Spitze, Griff 8
PFIDD3/48	■	#3/4, kleiner Spatel / kleiner Stopfer, Griff 8
PFIDD5/68	■	#5/6, großer Spatel / großer Stopfer, Griff 8
PFIDD7/88	■	#7/8, Spatel mit Kontrawinkel, Griff 8
PFIDD9/108	■	#9/10, feiner Spatel, Griff 8
PFIDDROLL8		Set aus 5 Instrumenten, Griff 8, Rollup
PFIDDDIN8		Set aus 5 Instrumenten, Griff 8, Kassette (IME14DIN53)

COMPOSCULP – GLATTER GRIFF

Part Code	Beschreibung
PFIDD1/2	#1/2, Kegel / scharfe Spitze
PFIDD3/4	#3/4, kleiner Spatel / kleiner Stopfer
PFIDD5/6	#5/6, großer Spatel / großer Stopfer
PFIDD7/8	#7/8, Spatel mit Kontrawinkel
PFIDD9/10	#9/10, feiner Spatel
PFIDDROLL	Set aus 5 Instrumenten, Rollup
PFIDDDIN	Set aus 5 Instrumenten, Kassette (IME14DIN53)

GRIFFVARIANTEN


RESIN EIGHT GRIFF



GLATTER GRIFF




IMS-KASSETTE



PFIDDDIN8



PFIDDDIN



Didier Dietschi, D.M.D., PhD,
Privatdozent
Spezialist SVPR
Außerordentlicher Professor

Nach seiner Approbation 1984 und Promotion an der Universität Genf 1989, erhielt er 2003 die Auszeichnung PhD und 2004 die Berufung als Privatdozent der Universität Genf, wo er seit 1984 als Senior Referent in der Abteilung für Restaurative Zahnmedizin und Endodontie tätig ist.

Seit 2005 hat er eine Professur an der CASE Western Universität in Cleveland, USA. Darüber hinaus arbeitet er seit 1989 in seiner Privatpraxis in Genf in den Bereichen ästhetische Zahnheilkunde und Implantologie.

Dr. Dietschi schrieb mehr als 70 klinische und wissenschaftliche Artikel, die als Themen für Bücher der adhäsiven Zahnmedizin dienten. Er ist auch Co-Autor des Buches « Adhesive Metal-free Restorations », welches bei Quintessenz publiziert und in sieben verschiedene Sprachen übersetzt wurde. Er ist auch Mitglied verschiedener Verwaltungsräte bei mehreren international wissenschaftlichen Medien. Dr. Dietschi ist ein international beehrter Redner, der weltweit mehrere hundert Konferenzen gegeben hat.

Besuchen Sie uns auf hu-friedy.de

©2014 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. All rights reserved. Hu-Friedy, Immunity Steel, ResinEight and the Hu-Friedy oval logo are trademarks of Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. M4402/1114

